



# Tabla para mezclas de sueros (en 250ml o 500ml)

A todos los sueros agregar: 5 cc de Vitamina C y 5 cc de Procaína al 2 %

	Tipo de Terapia	Fórmula	Tipo de Caso	Frecuencia	Terapia adjunta recomendada
1	Hepática	Oligobásico 10cc Cobre 2cc Niquel 1cc Zinc 5cc	Trastornos hepáticos en general. Cirrosis, post hepatitis, trastornos digestivos, colitis.	2 veces por semana	Vitamina B <sub>6</sub> (100mg/día) Regeneresen I.M. (10cc semanal)
2	Pancreática	Oligobásico 10cc Cromo 2cc Zinc 2cc Magnesio 3cc	Insuficiencia pancreática, diabetes, obesidad. Adicción a carbohidratos. Post-pancreatitis.	semanal	Oligoterapia Gotas Orales Vitamina C vía I.V.
3	Metabolismo Óseo	Oligobásico 10cc Cobre 2cc Niquel 2cc Vanadio 2cc Manganeso 2cc Silicio 2cc Calcio 1cc	Trastornos de la osteogénesis, fracturas defectuosas, osteomielitis, artritis, artrosis, osteoporosis.	2 veces por semana	Alternar con Quelación EDTA (semanal) Magnesio Oral (400 mg) Suero de Peróxido
4	Inmunología y Lesión post vacuna	Oligobásico 10cc Molibdeno 2cc Magnesio 3cc Manganeso 2cc Germanio 4cc Cobre 2cc Selenio 2cc	Lesiones causadas por la vacuna. Enfermedades autoinmunes: Esclerosis múltiple (MS), esclerosis lateral amiotrófica (ALS), colagenosis, lupus, artritis. Deficiencias inmunológicas: infecciones recurrentes, SIDA.	semanal	Hemoactivación Glutación I.V. Oligoterapia Gotas Orales Complejo B I.M. o I.V. Vitaminas E y C vía oral Suero de Peróxido o CDS oral
5	Anemia	Oligobásico 10cc Cobalto 3cc Vanadio 2cc Cobre 4cc Calcio 1cc	Todas las formas de anemia. Convalecencia de enfermedades de larga duración. Deportistas de alto rendimiento.	semanal	Acido Fólico, Magnesio oral (Vigilar dieta), Vit. C vía oral o I.V. Suero de Peróxido o CDS oral
6	Metabolismo Deficiente de las Grasas	Oligobásico 10cc Cromo 2cc Vanadio 1cc Zinc 2cc Cobre 2cc	Alteraciones del metabolismo de los lípidos, obesidad, tendencia a la obesidad, sobrepeso, celulitis, lipodistrofia.	semanal	A-Vital Sistema Endocrino Zn vía oral Cromo vía oral Suero de Peróxido o CDS oral
7	Revitalización General	Oligobásico 10cc Cobre 1cc Litio 4cc	Terapia anti-envejecimiento, síndrome de fatiga crónica, estrés físico y mental.	2 veces por semana	A-Vital Fatiga Crónica I.M. Mg, Se, Vit. E y Complejo B Suero de Peróxido o CDS oral Terapia de Quelación (semanal)
8	Intoxicación por Metales Pesados	Oligobásico 10cc Magnesio 5cc Germanio 5cc Silicio 2cc Cobre 2cc Selenio 5cc Zinc 5cc	Intoxicación por Pb, Cd, Hg o Al, o cuando se sospecha su intoxicación.	semanal	Terapia de Quelación con EDTA (Semanal) por al menos 22 semanas
9	Ansiedad y Depresión	Oligobásico 10cc Litio 2cc Germanio 2cc Manganeso 3cc Cobre 2cc	Menopausia, síndrome premenstrual (PMS), Alzheimer. Secuelas mentales de ACV.	semanal	Suero de Peróxido o CDS oral y alternar con Terapia de Quelación EDTA (semanal)
10	Enfermedades Degenerativas	Oligobásico 10cc Selenio 2cc Germanio 3cc Vanadio 2cc Cromo 3cc	Todas las formas de cáncer incipiente o metastásico. Soporte para pacientes en tratamientos de radioterapia y quimioterapia.	semanal	Oligoterapia gotas orales. Cada caso debe evaluarse por separado. Terapia de Quelación (semanal) alternando con Suero de Peróxido o CDS oral
11	Anti-envejecimiento	Oligobásico 10cc Selenio 2cc Germanio 3cc Vanadio 2cc Cromo 3cc	Desvitalización. Estrés físico y mental, envejecimiento prematuro. Pre y post cirugía plástica.	semanal	Coenzima Q10 (100mg diarios mínimo), Aminoácidos vía I.V. Regeneresen® (10cc semanales) Vitamina C y E (vía oral) Oligoterapia gotas vía oral
12	Alergias	Oligobásico 10cc Calcio 1cc Cobre 2cc Manganeso 2cc	Alergias en general.	semanal	Suero de Peróxido o CDS oral A-Vital No Alergias Oligoterapia gotas orales

Los sueros se preparan combinando 10cc de Oligobásico® (columna celeste) adicionando los minerales individuales indicados en la cantidad expresada en centímetros cúbicos. Al suero agregar 5cc de Vitamina C y 5cc de Gero-Plex 2% (procaína). La columna gris indica las terapias complementarias sugeridas. Puede prepararse tanto en solución salina, como en Hatmann o dextrosa, a criterio del terapeuta, ya sea en 250cc o en 500cc de solución. La velocidad sugerida es de 60 gotas por minuto.

*Tabla de sugerencia de preparación de sueros de minerales. Para uso profesional únicamente.*

Edición 2023 ©www.promesaguatemala.com